

Functional Connectivity

using iRSFC toolbox

Sunghyon Kyeong, PhD.

Clinical Scientist @ Philips Korea

iRSFC

intuitive resting-state functional connectivity
(iRSFC) toolbox

Step 1 - Dataset and Directory

iRSFC intuitive resting-state functional connectivity (iRSFC) toolbox

Load subject's information

Subject List:

DATA path:

OUT path:

DATA path

데이터의 위치를 지정한다.
데이터는 다음과 같이 구조로
저장되어 있어야 함.
(DATA path)/NOR001/rest
(DATA path)/NOR002/rest

OUT path

분석결과 및 ROI mask가
저장될 위치를 지정.

Subject List

피험자 리스트가 기록되어 있는 엑셀
데이터를 선택.
헤더가 **subject** 인 컬럼에 폴더명에
해당되는 피험자 이름을 기록.

subname	Dx	Age	Sex
NOR001	1	20	1
NOR002	1	24	2
NOR003	1	28	1
NOR004	1	22	1
SPR001	2	27	2
SPR002	2	26	2
SPR003	2	20	1
SPR004	2	21	2

<Subject List 엑셀 파일 예시>

Step 2 - Filter & Regressors

Prefix of preprocessed images

SPM8을 이용하여 전처리를 했다면 spatial preprocessing이 완료된 뇌영상 데이터에는 원래 뇌영상 데이터 이름 앞에 'sw' 또는 'swa' 가 prefix로 붙음.

fmri path:

fMRI데이터가 위치한 폴더 이름

Regressors

resting state fMRI 데이터의 시계열 분석에서 confounding effects가 될 가능성이 있는 noise signal들을 제거해주는 역할.

Global Signal을 제거하느냐? 마느냐? 에 대해서는 의견이 분분함.

Parameters for temporal preprocessing

Prefix of preprocessed images:	swar	fmri path:	rest			
Regressors:	24 HM	<input checked="" type="checkbox"/> WM	<input checked="" type="checkbox"/> CSF	<input type="checkbox"/> GS	<input checked="" type="checkbox"/> CompCor	3
Dummy scans:	5	TR [s]:	2	Bandpass filter [Hz]:	[0.009 0.08]	

Dummy Scan

자기장이 안정화
될때까지의 데이터를 분석에서
제외함. 초기 8~12s 정도.

TR [s]

fMRI 촬영에
사용된 TR을
초 단위로 입력

Bandpass Filter [Hz]

fMRI 촬영에 사용된
TR을 초 단위로 입력

Step 3 - Select ROIs

: Both atlas based and user defined ROIs can be used for the seed-based FC analysis.

Make ROI mask
sphere or box 모양의 ROI를 생성할 수 있음.
(MNI or Talairach coordinate 좌표 모두 사용 가능함.)

(1a) Utilities: Make ROI mask, Extract Data From ROIs, Graph Analysis, Toolbox4

(2a) Seed regions of interests: AAL or Dosenbach, Brai, Select Atlas, []

(2b) Select

(1b) Select

(3) ROI Images: ☒ Seed ROI based FC, ☐ Compute A-matrix, ☐ Scrubbing: 0.2

with Ctrl-key, select multiple ROIs

Select ROIs:
Precentral_L
Precentral_R
Frontal_Sup_L
Frontal_Sup_R
Frontal_Sup_Orb_L
Frontal_Sup_Orb_R
Frontal_Mid_L
Frontal_Mid_R
Frontal_Mid_Orb_L
Frontal_Mid_Orb_R
Frontal_Inf_Oper_L
Frontal_Inf_Oper_R
Frontal_Inf_Tri_L
Frontal_Inf_Tri_R
Frontal_Inf_Orb_L
Frontal_Inf_Orb_R
Rolandic_Oper_L
Rolandic_Oper_R
Supp_Motor_Area_L
Supp_Motor_Area_R
Olfactory_L
Olfactory_R
Frontal_Sup_Medial_L
Frontal_Sup_Medial_R
Frontal_Mid_Orb_L
Frontal_Mid_Orb_R
Rectus_L
Rectus_R
Insula_L
Insula_R

Select all


OK Cancel

(1b): (1a)에서 생성한 이미지 형태의 ROI를 선택.
(1b)와 (2b)를 동시에 선택하는 것이 가능함.

Create ROIs

Make ROI mask

sphere or box 모양의 ROI를 생성할 수 있음.
(MNI or Talairach coordinate 좌표 모두 사용 가능함.)



go to slide 19 page

Step 4 - Run Analysis

Temporal preprocessing

Seed regions of interests

Brain Atlas:

ROI Images:

☒ Seed ROI based FC ☐ Compute A-matrix ☐ Scrubbing:

Parameters for dynamic FC

Window size [scans]: Sliding size [scans]:

Select analysis types and execution

Waiting for the job execution ...

Functional connectivity

Seed regions of interests

Brain Atlas:

ROI Images:

☒ Seed ROI based FC ☐ Compute A-matrix ☐ Scrubbing:

Parameters for dynamic FC

Window size [scans]: Sliding size [scans]:


Select analysis types and execution

Waiting for the job execution ...


Now, we have z-maps

for each seed ROI and each subject


PCC



L NAcc




R DLPFC




Two-sample t-test

with covariates



Specify 2nd-level




Directory

결과 파일이 저장될 위치를 지정

Design

어떤 통계분석을 진행할지 선택함
choose Two-sample t-test



Group 1 scans

Group 1의 connectivity maps을 선택

Group 2 scans

Group 2의 connectivity maps을 선택

Vector

Group1 subjects의 covariates을 sequential 하게 입력하고 바로 뒤이어 Group2 subjects의 covariates을 입력

27 25 29 43 39 41 57 24 29 24

ex) Age in Group 1, in Group 2



Name

Covariate의 이름 입력

모든 정보가 입력 되었으면 “▶ Run Batch”를 클릭하여 프로그램을 실행한다.

Estimation of Parameters

Specify 2nd-level 을 통해서
구성한 General Linear Model의 parameter를 추정(계산)함.





Select SPM.mat

Slide의 8페이지에서 지정했던 **Directory**에 생성된 SPM.mat 파일을 선택함.

▶ Run Batch를 클릭하여 프로그램을 실행.

Contrast manager




Group1>Group2 contrast는 Group1에서
증가된 FC or Group2에서 감소된 FC를 의미함.

(3b) Group1 < Group2


(4b) -1 1 0 0

Correlation analysis between FC and clinical scales

in Results




Save Results as MASK



To extract connectivity value in each cluster, regional clusters should be saved as mask image.

Extract FC using iRSFC



page 14에서 저장했던 mask image
를 선택함. 또는 Maks ROI mask를 통
해서 직접 그린 ROI를 선택할 수도 있음.

추출하고 싶은 데이터가 위치한 경로를
입력함. 데이터 구조는
다음과 같이 이루어져 있어야 함.

(Data path)\Lt_Amygdala\subj001.img
(Data path)\Lt_Amygdala\subj002.img
(Data path)\Lt_Amygdala\subj003.img
(Data path)\Lt_Amygdala\subj004.img

결과 파일이 저장될 폴더를 선택함.

Example of extracted FC

open tables.csv file which was saved in (Output path)

filename	cl01	cl02	cl03	cl04
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_CON1	-0.8	-1.3	-0.61	-0.84
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_CON2	-2.48	-3.64	-1.13	-0.79
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_CON3	-1.1	-1.6	0.36	-0.34
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_CON4	-0.66	-2.83	-2.14	-1.6
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_CON5	-1.05	-2.2	-1.24	-1.81
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_PAT1	1.36	0.82	0.93	2.09
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_PAT2	3.53	2.07	1.37	1.01
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_PAT3	-0.79	0.23	1.55	1.4
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_PAT4	1.51	0.25	2.2	2.45
zscore_Talairach_-12_8_-8_sphere_3mm_PAT5	1.85	0.28	5.19	2.75


ROI connectivity Analysis

Create ROIs


Make ROI mask

sphere or box 모양의 ROI를 생성할 수 있음.

(MNI or Talairach coordinate 좌표 모두 사용 가능함.)



Region of Interest	x	y	z
Left TPJ	-50	-31	23
Left ACC	-7	21	36
Left Broca's Area	-41	12	14
Left Amygdala	-24	-5	-18
Left Insula	-36	8	4
Right TPJ	50	-31	23
Right ACC	7	21	36
Right Homotopy of Broca's Area	41	12	14
Right Amygdala	24	-5	-18
Right Insula	36	8	4



Reference for ROIs, A. Vercammen et al. BIOL PSYCHIATRY 2010 67:912-918, <http://neuro.imm.dtu.dk/services/jerne/ninf/voi.html>

Step 4 - Run Analysis

Seed regions of interests

Brain Atlas:

Select Atlas

Select

ROI Images:

Select

☒ Seed ROI based FC

☐ Compute A-matrix

☐ Scrubbing:

0.2

Parameters for dynamic FC

Window size [scans]:

30

Sliding size [scans]:

15

Select analysis types and execution

Waiting for the job execution ...

Static FC

Run

Check OUTPUT

node number	ROI file name	subjname	ROI_1-2	ROI_1-3	ROI_1-4	ROI_1-5	ROI_1-6	ROI_1-7
1	Lt_ACC	CON1-20130825-KSK	0.068	0.408	0.818	0.123	0.957	-0.048
2	Lt_Amyg	CON2-20130825-KKM	-0.164	0.577	0.62	0.051	0.753	-0.05
3	Lt_Broca	CON3-20130901-KMY	-0.28	0.081	0.202	-0.006	0.684	-0.392
4	Lt_Insula	CON4-20130929-KSB	0.02	0.146	0.739	0.095	0.371	-0.131
5	Lt_TPJ	CON5-20131006-HTH	-0.245	0.039	0.1	0.154	0.203	-0.156
6	Rt_ACC	SPR1-20130901-CCS	0.058	0.229	0.514	0.301	0.577	-0.006
7	Rt_Amyg	SPR2-20130901-OKS	0.218	-0.236	-0.262	0.128	0.264	-0.187
8	Rt_Broca	SPR3-20130901-BY	-0.017	0.033	0.021	-0.215	0.342	-0.081
9	Rt_Insula	SPR4-20131013-SSH	0.069	0.115	0.372	0.207	0.625	0.131
10	Rt_TPJ	SPR5-20130929-YMJ	0.225	0.275	0.663	0.046	0.624	0.01

References for Atlas

- **AAL Atlas** ($n=116$)

N. Tzourio-Mazoyer *et al.* (2002), Automated Anatomical Labeling of Activations in SPM Using a Macroscopic Anatomical Parcellation of the MNI MRI Single-Subject Brain, *NeuroImage* 15, 273-289 (2002)

- **Dosenbach Atlas** ($n=160$)

Nico U. F. Dosenbach *et al.* (2010), Prediction of Individual Brain Maturity Using fMRI, *Science* 329:5997 pp.1358-1361.

$n=160$, sphere shape, radius =5 mm, minimum distances between ROI center = 10 mm, no overlap among ROIs